

www.

AVANTES

solutions in spectroscopy

.ru
.com
.net

AVA SPEC спектрометры

наименование	AvaSpec-ULS3648-UA-25	AvaSpec-ULS2048-UA-50	AvaSpec-ULS2048-VA-50	AvaSpec-ULS2048-XL-UA-50	AvaSpec-ULS2048L-BB-50
диапазон	200-1100 нм	200-1100 нм	360-1100 нм	200-1150 нм	380-900 нм
щель / соединение	25 мкм SMA 905 коннектор	50 мкм SMA 905 коннектор	50 мкм SMA 905 коннектор	50 мкм SMA 905 коннектор	50 мкм SMA 905 коннектор
разрешение	1,4 нм	2,4 нм	2,4 нм	2,4 нм	1,2 нм
встроенные опции	Deep UV покрытие фильтр подавления волн 2-го порядка	собирающая линза детектора Deep UV покрытие фильтр подавления волн 2-го порядка	собирающая линза детектора фильтр подавления волн 2-го порядка	фильтр подавления волн 2-го порядка	фильтр подавления волн 2-го порядка
область применения	высокоскоростные измерения (лазеры, мощные источники, плазма) в UV/VIS/NIR диапазонах	абсорбционные, колориметрические и радиометрические измерения в UV/VIS/NIR диапазонах	абсорбционные, колориметрические и радиометрические измерения в видимом диапазоне	высокоскоростные абсорбционные и радиометрические измерения в UV/VIS/NIR диапазонах	рефлектометрические измерения в видимом диапазоне, измерения цветности светодиодов
ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ: высокоскоростной интерфейс USB2, спектрометрическое программное обеспечение AvaSoft Full, 16 разрядный АЦП					
СТОИМОСТЬ	129 900 р.	135 000 р.	121 000 р.	199 000 р.	133 000 р.



качественно новый уровень оптической спектрометрии

Официальный дистрибьютор
голландского холдинга Avantes B.V. в России

ООО «ЛОКАМЕД»

РФ, 197376, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, дом 15/17
тел: +7 921 936 2039;
факс: +7 812 234 5973;
e-mail: vlad@avantes.ru
www.avantes.ru